





< relaxmyway

TWIST^{2GO}

MASSAGEGERÄT MASSAGE DEVICE

TWIST²GO


MASSAGEGERÄT MASSAGE DEVICE



KNEADING



HEATING



THUMB PRESSURE



EFFEKTIVOLL IN FORM UND FUNKTIONALITÄT MIT INTEGRIERTER TIEFENWÄRME

Durch seine ergonomische Form kann das Twist2Go nahezu alle Körperpartien – Nacken, Schultern, Rücken, Beine, Füße und Bauch – effektiv massieren. Seine vier optimal arrangierten Massageköpfe massieren mit wohlthuend kreisenden Bewegungen den gewünschten Bereich Ihres Körpers. Die zusätzlich angebotenen Aktiv-Bänder dienen der gezielten Positionierung des Twist2Go zur Lockerung des gewünschten Bereichs Ihres Körpers. Sie lassen sich leicht am Gerät befestigen und wieder lösen. Bestimmen Sie selbst den Druck, die Effektivität und genießen Sie unabhängig von einer Anlehnmöglichkeit das Twist2Go.

FULL EFFECT IN FORM AND FUNCTIONALITY WITH INTEGRATED HEATING FUNCTION

Thanks to its ergonomic form the Twist2Go can give an effective massage to nearly all body parts-be it neck, shoulder, back, legs, feet or stomach. Thanks to the optimal placing of the four massage heads with their relaxing circular motion, a soothing comforting massage is guaranteed every time. The additional active bands not only ensure the optimal placement of the Twist2Go. They also bring further advantages: You can regulate the pressure on the affected area to your own requirements and you can enjoy your Twist2Go massage without having to look for something to lean up against.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN APPLICATION POSSIBILITIES







OPTIONAL ERHÄLTlich

Die zusätzlich angebotenen Aktiv-Bänder dienen der gezielten Positionierung des Twist2Go zur Lockerung des gewünschten Bereichs Ihres Körpers. Sie lassen sich leicht am Gerät befestigen und wieder lösen. Bestimmen Sie selbst den Druck, die Effektivität und genießen sie unabhängig von einer Anlehnmöglichkeit das Twist2Go.

OPTIONAL

The additional active bands not only ensure the optimal placement of the Twist2Go. They also bring further advantages: You can regulate the pressure on the affected area to your own requirements and you can enjoy your Twist2Go massage without having to look for something to lean up against.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA


Gerät device	Twist2Go
Maße measurements	35 x 23 x 15 cm
Gewicht weight	1,8 kg
Spannung Adapter voltage adapter	
Eingang input	100-240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
Ausgang output	14 V = 1,7 A
Spannung Gerät voltage device	Batterie: Lithium-Akku 11.1V/2200 mAh lithium battery 11.1V/2200 mAh
Nennleistung rated power	24 Watt
Laufzeit runtime	1 – 1,5 Stunden hours
Ladezeit charging time	3,5 Stunden hours
Zertifikate certificates	   

BESONDERHEITEN SPECIALS



KNETEN KNEADING

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet. Skin and muscles are either clasped and kneaded between the thumb and the index finger or with both hands. This massage technique is used in particular to ease tension.




WÄRME HEATING

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen. A deep penetrating and heat-radiating effect in which one can perfectly relax. This function is particularly beneficial for muscle tension due to the deep reaching effect.



KABELLOS WIRELESS

Kabelloses Massagegerät.
Wireless massage device.



DAUMENDRUCK THUMB PRESSURE

Runde Massageköpfe, den menschlichen Daumenkuppen nachempfunden, verleihen das gefühlsechte Massageerlebnis. Round massageheads, based on human thumb tips, grant a very delicate massage experience.



Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn, Germany
www.casada.com

